

HR 検査結果連動システム

ダイレクトに電子カルテへ取込みます

SIEMENS シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社

様の院内検査機器をご使用のお客様へ

外注検査のデータは自動取得出来るのに、院内に導入した検査機器の

データは手入力...

この手間を削減し、


そして、**低価格**も実現。

DCA バンテージ

小型 HbA1c、尿中アルブミン/
クレアチニン測定アナライザー




LAN 接続



Medicom-HR III

検査機器と LAN で接続、
検査結果データを取得し保存します。

自動取込



検査結果の手入力も必要ありません!

検査結果画面

項目名	基準値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値
WBC (院内)	90.0 ~ 400.0	9.3	9.8	4.2	8.2	9.2
RBC (院内)	400.0 ~ 500.0	8.47	7.41	8.30	8.72	6.79
HGB (院内)	17.5 ~ 19.5	17.5	19.0	13.0	11.5	10.7
HCT (院内)	52.0 ~ 58.0	44.2	40.5	52.1	25.1	25.1
PLT (院内)	40.0 ~ 100.0	232	210	250	248	256
MCV (院内)	100.0 ~ 104.0	95.1	90.7	82.1	84.1	79.6
MCH (院内)	85.0 ~ 100.0	29.1	32.1	35.5	30.5	28.5
MCHC (院内)	36.0 ~ 51.0	32	34	42	38	40
MPV (院内)	14.0 ~ 11.0	12.0	13.1	14.3	12.3	12.1
PDW (院内)	10.0 ~ 6.0	7.9	8.6	10.6	12.6	10.6
PCT (院内)	15.0 ~ 10.0	9.5	12.5	12.1	9.1	11.1
PLT (院内)	1.0 ~ 0.1	0.98	0.28	0.53	0.235	0.215
LYM% (院内)	1 ~ 9	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0
LYM% (院内)	49.0 ~ 11.0	30.0	14.0	14.2	20.2	24.6
MON% (院内)	3 ~ 2	2.2	1.2	2.8	0.8	0.6
NEU% (院内)	9.0 ~ 0.0	9.1	9.2	9.5	10.5	9.5
GRA% (院内)	5 ~ 4	4.1	5.9	7.3	6.3	5.3
GRA% (院内)	85.0 ~ 42.0	64.4	72.2	84.9	64.9	69.9
CRP (院内)	7 ~ 6	6.1	5.9	5.1	3.1	3.3



DCA バンテージ

小型ヘモグロビン A1c 微量アルブミン・クレアチニン比アナライザー

SIEMENS

シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社

その場で HbA1c と微量アルブミン測定

増え続ける糖尿病患者様の HbA1c と微量アルブミンを院内で迅速に測定できます。HbA1c は全血 1 μ L と非常に微量であり、前処理が不要で、6 分で結果表示し、HPLC との相関も良好です。微量アルブミンでは尿 40 μ L の検体で定量測定、7 分で結果表示し、1 つのカートリッジで微量アルブミン/クレアチニン濃度を同時測定します。



クリニックステータスプラス 小型尿分析器

シンプルで使いやすいクリニテック ステータスに新機能

SIEMENS

シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社

開業医、病院検査室、病棟・外来での POC（ポイント・オブ・ケア）など幅広いユーザー様に、より正確かつ簡便に検査を実施していただけます。



その他のご希望の機種がございましたら、ご相談頂ければ、接続可能かの検討を致します。

アンケートにご協力ください

当社「メディコムエイド」では常に「患者様・医療機関様へ喜んで頂ける商品・システムの提案」を心掛けて居ります。つきましては、以下の「アンケート」へご協力を賜ります様、お願い申し上げます。（複数回答可）

■検査機器連動システムにご興味は持たれましたか？

興味がある（詳しい話が聞きたい） 興味がある（見積りを希望） 興味がない その他

■現在、院内検査機器をご使用ですか？

使用している（メーカー： _____ 機種： _____）
導入予定である（ _____ ヶ月以内） 使用していない

■その他ご自由にご記入ください

医療機関名： _____

TEL： _____

住所： _____

お近くの拠点まで FAX で返信頂ければ幸いです。

■お問い合わせ先

株式会社 **メディコムエイド** <http://www.medicomaid.com/>

本社 / 榎原営業所 〒634-0844 奈良県橿原市土橋町 540 番地 3
TEL 0744-24-2511 FAX 0744-25-6251

奈良営業所 〒630-8115 奈良市大宮町 4 丁目 255 まつもりビル 2・4
TEL 0742-36-5990 FAX 0742-36-6007

京都支店 〒612-8419 京都市伏見区竹田北三ツ杭町 46 番地
TEL 075-643-3100 FAX 075-643-2266

滋賀営業所 〒520-0832 大津市粟津町 4 番 7 号 石山駅前近江鉄道ビル 6 階
TEL 077-531-2588 FAX 077-531-2577

大阪営業所 〒530-0001 大阪市北区梅田 1 丁目 3 番 1-500 大阪駅前第 1 ビル 5 階
TEL 06-6341-5511 FAX 06-6341-5510

メールでのお問い合わせは sales-se@medicomaid.com