

HR 検査結果連携システム

ダイレクトに電子カルテへ取込みます



フクダ電子株式会社 様の院内検査機器をご使用のお客様へ

外注検査のデータは自動取得出来るのに、院内に導入した検査機器の

データは手入力...

この手間を削減し、

そして、**低価格** も実現。

自動血球計数 CRP 測定装置



LAN 接続



血球係数装置と LAN で接続、
検査結果データを取得し保存します。


自動取込



medicom-HRV

検査結果の手入力も必要ありません！

検査結果画面		結果一覧									
項目名	基準値	206. 6.17	H26. 5. 8	H26. 4.20	H26. 3.12	H26. 2.10	H26. 1.15				
H.B.C (院内)	90.0 ~ 40.0	9.3	9.6	4.2	6.2	9.2	7.8				
R.B.C (院内)	60.0 ~ 400.4	8.47	7.41	8.30	8.72	6.79	4.79				
H.G.B (院内)	17.5 ~ 13.5	17.5	19.0	13.0	11.5	10.7	13.7				
H.C.T (院内)	52.0 ~ 38.0	44.2	40.5	52.1	25.1	25.1	39.1				
P.L.T (院内)	40.0 ~ 10.0	232	210	250	246	256	246				
M.C.V (院内)	100.0 ~ 84.0	95.1	90.7	82.1	84.1	79.6	81.6				
M.C.H (院内)	35.0 ~ 27.0	29.1	32.1	35.5	30.5	28.5	28.6				
M.C.H.C (院内)	36.0 ~ 31.0	32	34	32	39	40	35				
M.P.V (院内)	14.5 ~ 11.5	12.0	13.1	14.3	12.3	12.1	12.4				
P.D.W (院内)	15.0 ~ 10.0	7.9	8.6	10.6	12.6	10.6	8.6				
P.C.T (院内)	1.0 ~ 0.1	0.88	0.28	0.53	0.235	0.215	0.211				
L.Y.M# (院内)	1 ~ 8	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	1.7				
L.Y.M% (院内)	49.0 ~ 11.0	30.0	14.0	14.2	20.2	24.6	21.6				
M.O.N# (院内)	3 ~ 2	2.2	1.2	2.8	0.8	0.6	0.8				
M.O.N% (院内)	9.0 ~ 0.0	9.1	9.2	9.5	10.5	9.5	10.5				
G.R.A# (院内)	5 ~ 4	4.1	5.9	7.3	6.3	6.3	5.3				
G.R.A% (院内)	85.0 ~ 42.0	64.4	72.2	84.9	64.9	69.9	67.9				
C.R.P (院内)	7 ~ 6	6.1	5.9	5.1	3.1	3.3	2.3				



※対応機種（平成28年9月28日現在）



**自動血球計数
CRP測定装置**



※対応完了（平成28年9月28日現在）

自動血球計数装置



自動血球計数装置



自動 CRP 測定装置



その他のご希望の機種が
ございましたら、ご相談
頂ければ、接続可能かの
検討を致します。

アンケートにご協力ください

当社「メディコムエイド」では常に「患者様・医療機関様へ喜んで頂ける商品・システムの提案」を心掛けて居ります。
つきましては、以下の「アンケート」へご協力を賜ります様、お願い申し上げます。（複数回答可）

- 検査機器連携システムにご興味は持たれましたか？

- ☐興味がある（詳しい話が聞きたい） ☐興味がある（見積りを希望） ☐興味がない ☐その他

- 現在、院内検査機器をご使用ですか？

- 使用している（メーカー：機種：）

- ☐
- 導入予定である（　　ヶ月以内）
- ☐
- 使用していない

- その他で自由にご記入ください

--

医療機関名：

TEL :

住所：

お近くの拠点まで FAX で返信頂ければ幸いです。

■お問い合わせ先

株式会社 **メディコムエイド** <http://www.medicomaid.com/>

本社 / 橿原営業所 〒634-0844 奈良県橿原市土橋町 540 番地 3
TEL 0744-24-2511 FAX 0744-25-6251

奈良営業所 〒630-8115 奈良市大宮町4丁目255 まつもりビル2・4
TEL 0742-36-5990 FAX 0742-36-6007

京都支店 〒612-8419 京都市伏見区竹田北三ツ杭町 46 番地
TEL 075-643-3100 FAX 075-643-2266

滋賀営業所 〒520-0832 大津市粟津町4番7号 石山駅前近江鉄道ビル6階
TEL 077-531-2588 FAX 077-531-2577

大阪営業所 〒530-0001 大阪市北区梅田 1 丁目 3 番 1-500 大阪駅前第 1 ビル 5 階
TEL 06-6341-5511 FAX 06-6341-5510

メールでのお問い合わせは sales-se@medicomaid.com